

Bestellformular zur Regeneration der Mischbettharzpatrone

Sehr geehrte Damen und Herren,
 damit der Auftrag bei MELAG ausgelöst werden kann, bitten wir Sie dieses Formular auszufüllen und per Fax oder E-Mail an Ihr Depot/Fachhändler zu senden.

Kontaktdaten

Kundennummer

Praxis (Name, Adresse, Stempel)

Ansprechpartner der Praxis (Name, E-Mail, Tel.-Nr.)

Öffnungszeiten (Tag, Uhrzeit)

Erreichbarkeit (Tag, Uhrzeit)

Mischbettharzpatrone für den Transport vorbereiten

- Schrauben Sie die Wasseranschlüsse der Mischbettharzpatrone nach dem Druckablass ab.
- Entleeren Sie die Mischbettharzpatrone.**
 Stellen Sie die Mischbettharzpatrone umgedreht in eine kleine Wanne. Warten Sie, bis kein Wasser mehr austritt.
- Schrauben Sie die gelben Kappen **fest** auf die Anschlussstutzen.
- Packen Sie die Mischbettharzpatrone in die MELAG-Transportverpackung ein.
- Legen Sie eine Kopie des Bestellformulars der einzusendenden Mischbettharzpatrone bei.

HINWEIS: Bitte beachten Sie für den sicheren Transport die Hinweise zu „Lagerung und Transport“ im Benutzerhandbuch der MELAdem 53/MELAdem 53 C.

Seriennummer MELAdem 53/53 C:

Transport der Mischbettharzpatrone

Die Mischbettharzpatrone muss in der MELAG-Transportverpackung verschickt werden.

Transportverpackung vorhanden?

- Ja
 Nein
 Bitte schicken Sie eine Transportverpackung (zum Preis von 29,00 € zzgl. MwSt.) zu.
 Bei erstmaliger Regeneration erhalten Sie die Transportverpackung ohne Berechnung.

Transportoptionen

Praxis: hierhin liefern von hier abholen Abholbereit (Datum)

Depot/Fachhandel: hierhin liefern von hier abholen

Abweichende Öffnungszeiten bei Abholung von/Anlieferung an Praxis?

Ja
 Nein
 Wenn ja:

.....
 Ort, Datum

.....
 Unterschrift (Betreiber)

Auszufüllen durch das Depot/den Fachhandel

Kontaktdaten

Depot/Fachhandel (Name, Adresse, Stempel)

Ansprechpartner (Name, E-Mail, Tel.-Nr.)

Anmerkungen

Order form for regenerating the mixed-bed resin cartridge

Dear Madam / Sir,

please complete this form and send it by fax or e-mail to your depot/stockist so that the order can be processed by MELAG.

Contact details

Customer number

Practice (name, address, stamp)

Contact person of practice (name, e-mail, phone number)

Opening hours (day, time)

When available (day, time)

Preparing the mixed-bed resin cartridge for transport

1. Unscrew the water connections of the mixed-bed resin cartridge after releasing the pressure.
2. **Empty the mixed-bed resin cartridge.**
Place the mixed-bed resin cartridge upside down in a small tray. Wait until no more water escapes.
3. Screw the yellow caps **firmly** onto the connection fittings.
4. Pack the mixed-bed resin cartridge in the MELAG transport packaging.
5. Enclose a copy of the order form with the mixed-bed resin cartridge to be sent in.

PLEASE NOTE: For safe transport, please observe the instructions on "Storage and transport" in the MELAdem 53/ MELAdem 53 C user manual.

Serial number MELAdem 53/53 C:

Transporting the mixed-bed resin cartridge

The mixed-bed resin cartridge must be shipped in the MELAG transport packaging.

Is the transport packaging available?

- Yes
 No
 Please send transport packaging (at a price of € 29.00 plus VAT). When regenerating for the first time you receive the transport packaging free of charge.

Transport options

Practice: Deliver here Collect here Ready for collection (date)

Depot/stockist: Deliver here Collect here

Are there different opening hours for collection from/delivery to the practice?

Yes No If yes:

.....
Place, date

.....
Signature (operator)

To be completed by the depot/stockist

Contact details

Depot/stockist (name, address, stamp)

Contact person (name, e-mail, phone number)

Notes